

STENING | Tubos en T.

Tubo Traqueal en T.

Código: TM








Indicaciones:


- Estenosis traqueal.
- Estenosis subglótica.
- Estenosis laringo traqueal.
- Luego de resección traqueal y anastomosis término terminal.
- Reconstrucción traqueal.
- Traumatismo de tráquea o laringe.
- Sustitución de cánula traqueal convencional.








Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (A)	B	C	D	E
TM10	TMX10	10	20	29	50	11
TM11	TMX11	11	20	29	50	11
TM12	TMX12	12	23	32	60	11
TM13	TMX13	13	24	33	60	11
TM14	TMX14	14	26	35	70	11
TM15	TMX15	15	26	36	70	11
TM16	TMX16	16	27	37	70	11
TM18	TMX18	18	27	37	70	11



El Almacen Quirúrgico

Tubo Traqueal en T Largo

Código: TML






Indicaciones:

- Estenosis traqueal, estenosis subglótica,
- estenosis laringo traqueal.
- Luego de resección traqueal y anastomosis
- término - terminal.
- Reconstrucción traqueal.
- Traumatismo de tráquea o laringe.
- Sustitución de cánula traqueal convencional.
- Lesiones traqueales alejadas, precarinales.




Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (A)	B	C	D	E
TML10	TMLX10	10	35	75	50	11
TML11	TMLX11	11	35	75	50	11
TML12	TMLX12	12	35	75	60	11
TML13	TMLX13	13	35	75	60	11
TML14	TMLX14	14	35	75	70	11
TML15	TMLX15	15	35	75	70	11
TML16	TMLX16	16	35	75	70	11
TML18	TMLX18	18	35	80	70	11



El Almacen Quirúrgico

Tubo Traqueal en "T" Extralargo.


Código: TML2






Indicaciones:

- Estenosis traqueal, estenosis subglótica,
- estenosis laringo traqueal.
- Luego de resección traqueal y anastomosis.
- término-terminal.
- Reconstrucción traqueal.
- Traumatismo de tráquea o laringe.
- Sustitución de cánula traqueal convencional.
- Lesiones traqueales alejadas, precarinales.




Referencias		Medidas (mm)						
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (A)	Largo (B)	Largo (C)	Largo (D)	Largo (E)	Diámetro (F)	Diámetro (G)
TML210	TML2X10	8	160	76	76	66	8	10
TML213	TML2X13	10	163	76	76	66	11	13




El Almacen Quirúrgico

Tubo Traqueal en T Pediátrico Angular.

Código: TMPA









Indicaciones:

- Estenosis traqueal.
- Estenosis subglótica.
- Estenosis laringo traqueal.
- Luego de resección traqueal y anastomosis
- término terminal.
- Reconstrucción traqueal.
- Traumatismo de tráquea o laringe.
- Sustitución de cánula traqueal convencional.



Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (A)	B	C	D	E
TMPA6	TMPAX6	6	56	40	40	6
TMPA7	TMPAX7	7	56	40	40	6
TMPA8	TMPAX8	8	56	40	40	8
TMPA9	TMPAX9	9	56	62	40	8



El Almacen Quirúrgico


Tubo Faríngeo.

Código: TF



Indicaciones:


- Fístulas secundarias a laringectomía,
- radioterapia, afecciones neoplásicas e
- ingestadecáusticos.
- Fístulaorocutáneasofaringeocutáneas,
- traumáticas.
- Cirugía oncológica de cabeza y cuello.
- Estenosis esofágica.
- Carcinoma de esófago.



Referencias		Medidas (mm)		
Translúcido	Radiopaco	Ancho	Longitud	Diámetro
TF12	TFX12	37	185	12


Tutor de Traqueostomía.

Código: TU



Indicaciones:

- Luego de extraer una cánula o un tubo en "T", para evitar el cierre definitivo del ostoma.
- Conservar el orificio de traqueostomía.



Referencias		Medidas (mm)				
Translúcido	Radiopaco	Diámetro (D)	Longitud (L)	Pared (W)	Ancho (A)	Grosor (G)
TU11	TUX11	11	55	1.5	25	2.75
TU8	TUX8	8	55	1	16	2.75

El Almacen Quirúrgico

Stent Laríngeo.


Código: LK / LP / LM / LG.



Indicaciones:

- Estenosis laríngeas.
- Reconstrucción quirúrgica.
- Laringectomías parciales.
- Quemaduras severas.

Referencias		Medidas (mm)		
Translúcido	Radiopaco	Longitud (L)	A	B
-	LK	20 A 33	9	10
-	LP	36.8	9.7	9.9
-	LM	39	10	11.3
-	LG	46	15	15.6



El Almacen Quirúrgico